




product communication

Novinka: systém OT EQUATOR je dostupný pro Geass implantáty

Equator abument


Speciální abutment pro navrhování provizorních zubních náhrad. Systém OT Equator je charakteristický výrazně sníženým zatížením a možností úpravy v rozmezí až 30stupňové disparelity. Díky čtyřem úrovním retenčních čepiček se zavedení do náhrady stává snadným procesem jak při práci v laboratoři, tak na klinice.



way Milano way Extra

Ti T 25 N•cm T 35 N•cm


H	T	T
1	26364	26376
2	26367	26379
3	26370	26382
5	26373	26385



way Slim

Ti 25 N•cm


H	
1	26472
2	26475
3	26478
5	26481



way Roma

Ti 35 N•cm


H	T
1	26388
2	26391
3	26394
5	26397



way Venezia

Ti 35 N•cm


H	T	T
2	26403	26415
3	26406	26418
5	26409	26421



Omny

Ti 25 N•cm


H	
1	26484
2	26487
3	26490
5	26493



kentron

Ti   25 N•cm

H	T	T	T	T
1	26424	26436	26448	26460
2	26427	26439	26451	26463
3	26430	26442	26454	26466
5	26433	26445	26457	26469



Equator - set

192ECE

Ti PA EVA

Každé balení obsahuje:
 1 titanovou čepičku
 1 černou patrici pro laboratorní použití
 4 retenční patrice (1 pro každý stupeň retence)
 1 ochranný kroužek




Náhradní patrice

				
bílá čirá	žlutá	černá	růžová	fialová
Standard 1800g	Extra-soft 600g	pouze pro laboratoř	Soft 1200g	Strong 2700g
140CET	140CEG	140CEN	140CER	140CEV
<i>balení. 4 ks</i>				

Čepičky

	
Inox	Titan
141CAE	141CTE
<i>balení. 2 ks</i>	

Equator zavaděč

Inox PA 

26496

držák (náhradní díl) 774HC

Pro zavedení Equator abutmentu



Zavedení-vyjmutí patric Equator

Inox POM

487ICE

Pro zavedení a vyjmutí patric Equator. Autoklávovatelný.

